

LAC

廃用症候群対策に必要な環境を作る ポジショニングスツットレスシリーズ



もっと新しいポジショニングのスタイルへ。
LACが伝えたいワットレスのカタチ。

LAC

ワットスクールホームページ <http://lac-school.com>

ワットハルステア株式会社

本 社 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-10-2

TEL.06-6244-0636 FAX.06-6244-0836

東京オフィス 〒105-0014 東京都港区芝3-43-16 KDX三田ビル11F

TEL.03-5419-8050 FAX.03-5419-8051

九州オフィス 〒862-0924 熊本県熊本市中央区菊山2-1-23 パークビル菊山1F

TEL.096-340-8101 FAX.096-340-8102


URL:<http://www.lac-hc.co.jp>

製品情報サイト:<http://img-products.com>

身体を動かさないことから生じる悪影響は、廃用症候群(Disuse syndrome)と呼ばれ、褥瘡・筋萎縮・関節拘縮など心身の機能低下を引き起こします。私たちラックヘルスは、目的に応じて選定されたポジショニングマットで最適な環境づくりをサポート致します。

疼痛を伴い、「圧」と「体位」の管理が必要な方

「マイクロメンツ」を取り入れたポジョニグマツトス。



マイクロビーズと特殊ファイバーがきめ細やかな砂浜に寝た横に身体を包み込みます。

アットレスの中間層に通気
けてありますのでアットレ
溜まった熱を逃がします。

マツト下部は通気性を高める特殊なメッシュ構造。

小さな体位変換による圧の移動と身体認知に適したマツトレス。

■スベツク	
サイズ	幅83cm×厚さ115cm 縦90cm×奥行190cm×厚さ15cm
重量	83幅11kg 90幅12.5kg
素材	中材:透過ポリスチレン製2-ズ、 材:ポリ塩化ビニル織物、ポリスチレン・ カーボナリウムと透過防水・ポリエス



体位保持のための
ポジショニングが必要な方

体位保持のためのポジショニングマットレス。



マツトレスを挟み込み、目的
※写真は膝裏を上げ足あげ
(1/真中のマツトを巻き込む

おじてワットレス形状を成形。
なるスレ防止。
一番上のワットをかぶせる)

3枚に分割された独自構造のホジシヨニングのためにフィシタルに対応。


体位保持の目的に応じ、マツトレス形状を変え、必要なベースをつくり出すマツトレス。

■スベック	
サイズ	幅83cm×長さ191cm×厚さ16.5cm
重量	83幅 12.5kg
素材	カー・ポリウレタン(透湿防水)・ポリエステル



一般病棟・回復期病棟における「**庄**」管理と「**動きの支援**」を必要とする方

「動きの支援」のためのポジショニングズットレス。



表面に入った縦横の切れ込みが、
身体に掛かるテンションから
放します。

裏面に空いた穴がマツトレに溜まった熱を管理、通気を高めます。

マット上での動きやすさと安定感を考慮したバランスの良い層構造。

適度な圧分散効果と動きを妨げない二つの異なる素材を用いた幅広い用途に用いられるスタンダードマットレス。

■ スパイク	
サイズ	幅83cm×長さ191cm×厚さ10cm 幅91cm×長さ191cm×厚さ10cm
重量	83幅 9Kg 91幅 10kg
素材	中材:ウレタンフォーム カバー:ポリウレタン(透湿防水)・ポリエス

